

pH試験紙 プラスチックストリップ

NEW

pH Indicator Paper.

[プラスチックストリップ ボトル入]

●試験紙をサンプルの液体に漬けすぐに取り出してカラーチャートと比較してpH値を読み取ります。●未知のサンプルの場合には安全のためあらかじめpH値を測定しておくことをお勧めします。●サンプルが強酸であることが予想される場合には安全には十分配慮してご使用下さい。

●入数: 100枚入

Ⓒ

コード	pH測定領域	カラーチャート	価格
9043-01	0.0~6.0	0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0	¥1,890
-02	5.0~9.0	5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0	¥1,890
-03	6.5~13.0	6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0	¥1,890
-04	5.5~8.0	5.5 5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6 8.0	¥1,890
-05	0~14	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	¥1,890



pHペンシル

NEW

pH Pencil.

●紙、木材、コンクリートなどの表面のpHが測定できます。表面を蒸留水または非イオン水で濡らしペンシルでマークし、15秒ほど待ってカラーを比較してpHを測定します。

●サンプルの量が非常に少ない場合にも使用できます。サンプルを垂らし、その上にペンシルで線かXを書きカラーを比較するか、乾いた表面にペンシルで長めの線を引き何か所かにサンプルを垂らして、カラーを比較します。この場合にはガラスなどきれいで不活性な表面で行なって下さい。

●入数: 1本入

Ⓒ

コード	pH測定領域	カラーチャート	価格
9044-01	0~13	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	¥1,870

