


# ピタパシート®

病院内の血液や汚染水など液体による床面などの汚染の拡大を防止するシートです。素早く液体を吸水し、床面の濡れによる作業者の転倒事故を防止します。



- 従来の防汚シートと違い固定用テープ不要
- 床などに貼れ、容易にはがせる
- 使用後の貼付面への糊残りが少なく、廃棄が簡単
- 作業時間が短縮され労力を大幅に減少

## 床面のスリップ事故防止

- 治療室以外に手洗い場など水を使用する場所に有効
- 吸水性不織布に防水樹脂をラミネートした滑りにくい構造
- 防水機能を発揮



包装紙で包み、乾燥した清潔な冷暗所に保管してください。

- ①ロール巻きの外面（粘着面）を貼付対象物（床など）の上に置き、シート端部20～30cmを押し付け固定します。
- ②ロールを転がして展開、適当な長さで切り、軽く押さえれば完了です。

品番	規格	滅菌	単位	ケース入数	参考用途 仕様	JANコード
PS-100	100cm巾×50m	×	巻	1巻	床材など	4933418603265
PS-050	48cm巾×50m	×	巻	1巻	床材など	4933418603272